

# 主要功能

- 一. 压力校正模式（上电两秒内连续单击 5 次进入压力校正模式）；
- 二. 压力比对模式（上电两秒内连续单击 3 次进入压力比对模式）；
- 三. pump 、valve 漏气阀、测试（上电两秒内连续单击 7 次进入压力比对模式）；

## 一、压力校正模式

1. 上电单击 start 5 下进入压力校准模式，心率位置显示 C1
2. 进入压力校正模式后 LCD 显示 0，即校正 0 mmHg 压力,单击 start 按键进入下一个校正步骤；
3. LCD 显示 300，即校正 300 mmHg 压力,单击 start 按键进入下一个校正步骤；
4. LCD 显示 当前压力,单击 start 完成校正；

## 二、压力比对模式

1. 上电单击 start 3 下进入压力校准模式，心率位置显示 P1
2. 进入压力比对模式后 LCD 显示单前压力；
3. 断电退出压力比对模式

## 三、pump 、valve 漏气阀测试模式

1. 上电单击 start 7 下进入 pump 、valve 漏气阀测试模式，心率位置显示 t0。
2. 单击 start 进入充气时间测试，心率位置显示 t1，血压计会充气到 260mmHg，在收缩压位置显示单前压力，舒张压位置显示充气时间，充气到 260mmHg 时锁定充气时间。**此模式需要堵住漏气阀的接口。**
3. 单击 start 进入泄气阀泄气时间测试，心率位置显示 t2，血压计会充气到 260mmhg 后打开泄气阀，在收缩压位置显示单前压力，舒张压位置显示泄气阀漏气至 15mmHg 时间，泄气到 15mmHg 时锁定充气时间。**此模式需要堵住漏气阀的接口。**
4. 单击 start 进入充气时间测试，心率位置显示 t3，血压计会充气到 260mmHg 后打开泄气阀，在收缩压位置显示单前压力，舒张压位置显示泄气阀漏气至 15mmHg 时间，泄气到 15mmHg 时锁定充气时间。**此模式需要接上漏气阀。**